

BITUX^X

**Handmassagegerät
mit Klopffunktion**

MS-17352



Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, insbesondere den Teil der Sicherheitshinweise, und bewahren Sie das Betriebsbuch sorgfältig auf. Bitte, danke.

I Funktion des Produkts

1. Zur Beseitigung von Müdigkeit und zur Entspannung der Muskulatur durch intensive Einwirkung.
2. Um Schmerzen zu beseitigen, die durch eine schlechte Durchblutung verursacht werden.
3. Um Krämpfe wegen der Steifigkeit zu beseitigen.
4. Zur Beseitigung von Müdigkeit oder Rheuma.
5. Der Massagekopf kann alle Körperteile massieren.
6. Massive Infrarot-Wärme-Therapie
7. Fette verbrennen, verlieren Sie teilweise ihr Gewicht.

II Achtung

1. Ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch oder vor der Reinigung heraus.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Orten.
3. Wenn Kinder oder Behinderte es benutzen, achten Sie mehr darauf.
4. Wenn das Produkt nicht in Ordnung ist, reparieren Sie es nicht selbst.
verwenden Sie das Gerät nicht weiter, setzen Sie sich so schnell wie möglich mit dem Verkäufer in Verbindung.

Technische Daten

Spannung: 220V
Frequenz: 50-660Hz
Vibrationsfreq.: min 2600 Rotationen /m
max 3200 Rotationen /m
Leistung: 28W

Fehlerbehebung

Fehler	Grund	Fehlerbehebung
Motor funktioniert nicht	Stecker ist nicht eingesteckt Schalter ist ausgeschalten	Stecker einstecken Schalter Prüfen
Wärmeschutz	Zu lange Betriebszeit	Das Gerät für 30min ausschalten

EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare,

M&S Vertriebsservice GmbH, Hermann-Schomburg-Str.
6 D-02694 Großdubrau, Germany

daß die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

that the following machine complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity

Bezeichnung der Maschine: Massagegerät
Machine Description: Massager
Maschinentyp: 8605
Machine Type:
Handelsmarke: Bituxx
Trade name
Maschinen-Nr.: N.A.
Serial Number

Netzspannung / voltage 220 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme /power 28 Watt
Die Maschine erfüllt die
EG-Richtlinien: LVD Directive 2006/95/EC
The machinery fulfils these EC

Directives: EN60335-1:2002 + A14:2010
EN60335-2-32: 2003+A1:2008

Responsible for
documentation:

Authorized Signature/Date/

Place:

Angaben zum Unterzeichner:

Title of Signatory:

M&S Vertriebsservice GmbH

M & S Vertrieb Service GmbH

Hermann-Schomburg-Str. 6

02694 Großdubrau

Tel. 03592 / 544047 | Fax: -542492

Sylvio May

Geschäftsführung

2019/11/22

Inverkehrbringer:

M&S Vertriebsservice GmbH, Hermann-Schomburg-Str. 6
D-02694 Großdubrau, Germany